

ちようのう 聴能だより

れいわ ねん がつ か だい ごう
令和7年6月9日 第2号
にいがたけんりつながおかろうがこうしえんぶ
新潟県立長岡聾学校支援部
でんわ 電話0258-38-0200 (聴検室直通)
tyounou@nagaokarou.nein.ed.jp



つゆどき あせ きせつ
梅雨時は汗の季節です！



ほちょうき じんこうないじ てい
補聴器・人工内耳のお手入れは、こまめにやりましょう！！

ことし ほんかくてき つゆ はじ きおん しつど たか ほちょうき じんこうないじ
今年もこれから本格的な梅雨のシーズンが始まります。気温も湿度も高くなり、補聴器や人工内耳の
こしょう ふみ きせつ
故障が増える季節です。

ほちょうき じんこうないじ たいてき あせ ほちょうき じんこうないじ もっと にがて すいぶん えんぶん
補聴器や人工内耳の大敵は、「あせ」。汗には補聴器や人工内耳が最も苦手とする「水分と塩分」
りょうほう ふく さび げんいん だいじ ほちょうき じんこうないじ ながも
の両方が含まれ、「鏽」の原因になるからです。大事な補聴器や人工内耳を長持ちさせるために、ぜ
ひ、毎日、こまめに手入れしてください。

がつこう がつ にち げつ にち きん ようちゅう ちようのうしゅうかん
学校でも、6月23日(月)～27日(金)【幼稚部は7月1日(火)～7日(月)】まで、聴能週間
じっし てい こころが いしきづ はか かてい まいにちこえ
を実施し、こまめな手入れを心掛けるように意識付けを図りますが、やはりご家庭でも毎日声をかけて
かんそうざい てんけん こうにゅう きょうりょく ねが
いただけだとありがとうございます。乾燥剤の点検・購入など、ご協力、よろしくお願いいたします。

てい
<お手入れのポイントです>



ポイント① 汗や水分は、タオル等でこまめにふく。

うんどう あと あせ あと あせ あせ つか
運動の後など、汗をかいた後は、タオルでしっかりふきましょう。汗カバーを使っていても
でんちしづないふ あせ しんにゅう こうか ぬ こうかん
電池室内部に汗が浸入したときは、効果がありません。また、濡れたカバーを付けたままにし
ておくと、かえって故障しやすくなります。汗カバーが濡れたら交換してください。
あせ ぬ こうかん よび じさん
また、汗どめのヘアバンドを使用している場合も、濡れたら交換できるように予備を持参して
ください。

ポイント② 補聴器をふいて、手入れをする。

まいにち ほちょうき はず かんそう い まえ かわ ぬの すいぶん えんぶん よご ふ
毎日、補聴器を外して乾燥ケースに入れる前に、乾いた布で水分や塩分、汚れを拭き取りまし
ほちょうき じんこうないじ だいじ あと い くち じぶん みみ たいせつ
ょう。補聴器、人工内耳は大事な音の入り口です。自分の耳です。大切にしましょう。

ポイント③ 補聴器を外したら、必ず乾燥ケースに入れる。

ね まえ ほちょうき はず かなら かんそう かんそう い かんそう でんち かんそう
寝る前など補聴器を外したら、必ず乾燥ケースか乾燥機に入れて乾燥させましょう。電池は乾燥
よわ はず い かんそそういいろ わす
に弱いので、外してから入れましょう。乾燥剤の色のチェックも忘れずにしてください。

商品によっては表示がちがうこともあります
しつどりんちし いろ あおり
湿度検知紙の色は、「青色」がOK！！
こうかん
ピンクになっていたら、交換してください。





ちようのうしゅうかん 聴能週間①

6/23(月) ~ 27(金)

ねん2かいよてい ちようのうしゅうかん かいめ
年2回予定している聴能週間。1回目は6月23日(月)~6月27日(金)【幼稚部は7月1日(火)~7月7日
(月)】に行います。自分のきこえや、補聴器の仕組み、管理の方法を学習します。幼児児童生徒の皆さんのがんれい
おこな じぶん ほちょうき しく かんり ほうほう がくしゅう ようじじどうせいいと みな ねんれい
に応じて、各学部の計画で取り組みます。また、この機会に補聴器の手入れを見直して、必要な用具を買ったり、
おう かくがくぶ けいかく とく きかい ほちょうき てい みなお ひつよう ようぐ か
きこえルーム(聴力検査室)で古いチューブを交換したりしてください。人工内耳の方は、この機会にマイクロホンカ
きょうりょくけんさしつ ふる こうかん じんこうないじ かた きかい
バーを交換しましょう。

乾燥保管ケース・防汗対策グッズの紹介

いまつか かんそう ぼうかんたいさく しょうかい
今使っている乾燥ケースには、ちゃんと効き目のある乾燥剤が入っていますか？補聴器を湿気や汗から守るた
かんそう き はんぱい いちぶ しょうかい
めの乾燥機も販売されています。その一部をご紹介します。

ドライ&ストア (乾燥・消毒・滅菌・保管)	ゼファー
グローバルⅡ	
35,300 円	22,000 円

乾燥剤 固形丸型 (リオン)	660 円
乾燥剤 固形丸型 (マキチエ)	600 円
(脱臭シート付き)	
ドライブリック (エイド)	1980 円
(人工内耳用)	

防汗カバー	660 円	
リオン	660 円	
スパンデックス素材	2,750 円 (2枚セット)	



パーカクト ドライ ラックス

(乾燥・消毒・滅菌・ACアダプター)

9,900 円

*取り寄せになるので
ネットでの購入が
おすすめです。



乾燥ケース (乾燥・保管)

リオン	1,760 円
マキチエ	1,000 円



※価格は変更になっている可能性があります。

お知らせ・お願い

「補聴器・人工内耳・聞こえに関する調査」のご提出ありがとうございました。

コピーをとり、後日、返却いたします。聞こえのファイルに綴じてご家庭でも保管してください。

